



NOTE D'INFORMATION

Origine : Benoît Bergues, biologiste responsable de l'unité de microbiologie

Destinataire : Médecins du GHAT, Cadres du GHAT, PC infirmiers du GHAT, Me MOUTON, PC infirmiers groupe HOPALE

Objet : Changements de références flacons d'hémocultures

A compter du 16/10/2020 :

- Les références de flacons d'hémocultures BD Bactec® sont abandonnées et remplacées par les flacons BIOMERIEUX Bact/ALERT® références : 410851 (aérobie adulte couleur verte), 410852 (anaérobie adulte couleur orange), 410853 (aérobie pédiatrique couleur jaune)
- **Rappel : une attention particulière devra être portée au collage des étiquettes d'identification patient sur ces flacons, un encadré spécifique est prévu à cet effet, afin d'assurer la bonne réalisation de l'examen**
- **Information importante pour le stockage des flacons : ces flacons doivent impérativement être stockés en position debout afin que la pastille au fond du flacon soit en permanence immergée afin d'assurer le bon fonctionnement de ces flacons.**
- Les références de flacons d'hémocultures BD Bactec® deviennent, par la présente, obsolètes et devront être éliminés dans les déchets par les services (ne pas ramener ces flacons au laboratoire)

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire

Benoît Bergues