



NOTE D'INFORMATION

Origine : Simone Verchain, biologiste

Destinataire : Médecins CHA CHB CHT PCI

Objet : Dosages de C3c et C4

Les dosages de C3c et C4 précédemment réalisés sur tube sec (immunoturbidimétrie Siemens sur Atellica) sont désormais réalisés sur tube EDTA (immunoturbidimétrie Binding Site sur Optilite) depuis le 20/03/23.

Ainsi les 3 dosages (CH50, C3c et C4) sont effectués sur le même tube EDTA.

Les résultats sont concordants entre l'ancienne technique et la nouvelle.

Pour information, dès lors que le taux de CH50 sera < 45 U/mL (valeur médiane), un ajout de C3c et C4 sera systématique.

Je suis à votre disposition si besoin,

Cordialement vôtre,

Simone Verchain