

Laboratoire de Biologie Médicale

Fiche d'instructions

Manuel de prélèvement : Recommandations particulières : Sérologie et Autoimmunité

Code : **FI-PREA-29**

 $\underline{Version}$: 03

Date: 23/07/2021

Page: 1/1

SEROLOGIE ET **A**UTO-**I**MMUNITE

Examens réalisés au laboratoire du CHA

Pour les examens destinés à l'unité d'immunologie (voir liste ci-dessous), le nombre de tubes secs (bouchon jaune) nécessaires est :

- Pour toute prescription de sérologie : 2 tubes secs
- Pour toute prescription d'auto-immunité : 2 tubes secs
- ➤ En cas de prescription simultanée de sérologie et d'auto-immunité pour le même patient : 3 tubes secs.
- Cas particulier des bêta-D-glucanes : 1 tube sec <u>dédié</u> + 1 tube sec pour la sérothèque (qui peut être commun avec les autres examens)

En effet, la réalisation d'une sérothèque (conservation du sérum pendant 1 an) impose de disposer de suffisamment de sérum.

En cas de non-respect du nombre de tubes acheminés au laboratoire, celui-ci sera dans l'impossibilité de réaliser une partie des examens prescrits.

Liste des examens	
Sérologie	Auto-immunité
Hépatite A	ANA (Anticorps anti-nucléaires)
Hépatite B	dsDNA (Anticorps anti-ADN natif)
Hépatite C	Ac anti-cardiolipines
VIH	Ac anti-bêta-2-GP1
CMV	Facteurs rhumatoïdes
EBV	Anti-transglutaminase tissulaire IgA
Toxoplasmose	TRAK
Rubéole	Ac anti-TPO
Syphilis	Ac anti-TG
Borréliose de Lyme	
Bêta-D-glucanes	

Examens sous-traités

Concernant les examens non réalisés au CHA, des tubes supplémentaires devront impérativement être fournis, merci de vous référer au lien figurant dans le catalogue des examens en ligne.

• Cas particuliers : les PCR virales

Les charges virales (hépatites B et C, HIV,...) mais aussi les PCR virales (recherche de CMV, EBV...) doivent être notées de façon explicite sur la prescription, de façon à éviter la confusion avec les sérologies existantes pour ces mêmes virus.

De même, merci de vous référer au lien figurant dans le catalogue des examens en ligne pour connaître les tubes recommandés pour ces analyses (attention, souvent il s'agit de tubes EDTA et non de tubes secs comme pour la sérologie).