



Date de prélèvement :

Heure d'arrivée au laboratoire :

Heure de prélèvement :

Boîtes count-tact :

sas nominat :

1 : sur le plateau

isolateur de travail :




2 : couvercle d'un sas de sortie

3 : sur étagère du haut

4 : sur le plan de travail

isolateur de transfert :

5 : sur le caillebotis



Ecouvillons :

Isolateur de travail :

6 : gant

7 : joint de porte sas nominat/isolateur de travail

8 : joint de porte isolateur de travail/ isolateur de transfert

9 : manchette

Isolateur de transfert :

10 : gant

11 : manchette

12 : tringle

Boîtes par sédimentation

D : Côté droit

G : Côté gauche



Groupe Hospitalier
Artois-Ternois
CENTRE HOSPITALIER D'ARRAS

Laboratoire de
Biologie Médicale

Enregistrement

Prélèvement de l'isolateur de la pharmacie

Code : EN-HYG-15

Version : 01

Date : 07/11/2017

Page : 2 / 2

Ecouvillons :

Isolateur de travail

13 : gant côté droit

14 : gant côté gauche

15 : manchette côté droit

16 : manchette côté gauche

Empreintes :

Isolateur de travail

17 : gant côté droit

18 : gant côté gauche